

「非接触温度計(体温計)」 ※単4電池 付属



## 非接触温度計 1秒検温

体温 室温 ミルク  
温度

3色バックライト/高熱警報



## 使い方

STEP 01	STEP 02	STEP 03
非接触温度計を取り出す	おてこを露出して、汗を拭く おてこの真ん中に当てて、 ボタンを押す	1秒「ピー」と鳴ったら、 測定結果を読み取れる。

### スペック

サイズ	150x90x42mm	電池	AAA単4電池
測定距離	3 ~ 5cm	測定時間	≦2秒
温度範囲	体温 :32°C-42.9°C	物体表面温度	: 0 ~ 80°C
自動OFF	≦ 8秒	測定精度	±0.1°C



### 超節電

8秒使わないと、自動的に電源オフ



## 高速検温

1秒検温でとても便利

3 ~ 5cm



- 3色バックライト
- 自動シャットダウン
- ノー水銀
- 高熱警報
- 体温記録
- C°/F°
- 華氏測定と摂氏測定
- 3-5cm
- 測定距離
- 2つモード